

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ТЕСТ-ПОЛОСКИ «МИРОДЕЗ», «ЭКОБРИЗ», «МИРАЦИД»,

Индикаторные полоски для контроля концентраций рабочих растворов (ООО «Мир дезинфекции»)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Визуальный экспресс-контроль подлинности и правильности приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств «Миродез Базик», «Миродез Пур», «Миродез Универ», «Экобриз», «Экобриз Окси», «Мирацид» и «Мироксид 2000».

2. МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ

Погрузить индикаторную полоску в рабочий раствор на 1 секунду. Быстро удалить избыток жидкости прикосновением ребра к фильтровальной бумаге. Через 60 секунд сопоставить цвет полоски с контрольной шкалой сравнения на этикетке тубуса.

3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в заводской герметичной упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от прямых солнечных лучей.