

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: АБАКТЕРИЛ-ФОРТЕ

Концентрированное средство для ДВУ эндоскопов, стерилизации ИМН и дезинфекции (ООО «Рудез»)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов, стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты), предстерилизационной очистки (ПСО) и дезинфекции поверхностей в ЛПУ любого профиля.

2. СОСТАВ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Глутаровый альдегид 8,0%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) 15,0%, молочная кислота 1,0%, неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии, вода очищенная. ТУ 20.20.14-026-90194350-2018.

3. СПЕКТР АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ

Бактерицидный (включая микобактерии туберкулеза *Mycobacterium terrae*, возбудителей ООИ — чума, сибирская язва, холера), вирулицидный (все вирусы-патогены человека), фунгицидный (*Candida*, *Trichophyton*, плесени) и спороцидный (уничтожение спор бактерий).

4. РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ДВУ эндоскопов: 2,5% рабочий раствор при экспозиции 15 минут. Стерилизация ИМН: 5,0% раствор — экспозиция 30 минут (или 2,5% раствор — 60 минут) при полном погружении в раствор.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Работы с растворами для ДВУ и стерилизации проводить в плотно закрывающихся емкостях с применением средств защиты органов дыхания и перчаток. Хранить при температуре от -20°C до +35°C.