

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Индикаторные тест-полоски экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезсредств (ООО «Дельта хим-тэк»)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Полоски индикаторные химические одноразового применения предназначены для визуального экспресс-контроля правильности приготовления и стабильности концентраций активно действующих веществ (ЧАС, хлор, третичные амины, глутаровый альдегид, ДВУ и стерилизующие агенты) в рабочих растворах дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями СанПиН.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Индикаторные полоски в пластиковом пенале (тубусе) с влагопоглощающим элементом в крышке (по 25, 50 или 100 шт.), эталонная цветовая шкала сравнения на этикетке пенала, инструкция по применению изделия.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

1. Извлечь индикаторную полоску из пенала и немедленно плотно закрыть крышку. 2. Погрузить сенсорный элемент полоски в исследуемый раствор на 1 секунду. 3. Быстро удалить избыток влаги легким прикосновением ребра полоски к сухой салфетке. 4. Выдержать 30-60 секунд (согласно инструкции на пенале) и сопоставить окраску сенсорного элемента со шкалой сравнения.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Совпадение цвета индикатора с эталонным сектором шкалы подтверждает соответствие рабочего раствора заданной концентрации. При несовпадении раствор подлежит обязательной корректировке или замене.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C в оригинальной герметичной упаковке производителя. Беречь от влаги и прямого солнечного света. Срок годности — 18-24 месяца.