

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ТЕСТ-ПОЛОСКИ «БРИЛЛИАНТ», «АСТРАДЕЗ», «АКВАМИ

Индикаторные тест-полоски экспресс-контроля концентрации рабочих растворов (ООО «Гигиена-Мед»)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Визуальный контроль концентраций активно действующих веществ в рабочих растворах дезинфицирующих средств «Бриллиант Классик», «Бриллиантовый поток», «Бриллиантовый рай», «Астрадез» и «Акваминол».

## 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Погрузить индикаторную зону полоски в исследуемый раствор на 1-2 секунды, извлечь, стряхнуть излишек влаги и через 30-60 секунд сопоставить цвет с контрольной шкалой сравнения на пенале.

## 3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте в плотно закрытом пенале с осушителем при температуре от +5°C до +25°C.