

ООО «РАСТЕР»
ДИСПЕНСЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ САЛФЕТОК «РАСТЕР» 3,8 Л
И СМЕННЫЕ БЛОКИ СУХИХ САЛФЕТОК
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Диспенсерная система «РАСТЕР» (ведро-диспенсер объемом 3,8 л с центральной вытяжкой) и сменные рулоны сухих салфеток из нетканого материала предназначены для приготовления и дозированной выдачи готовых влажных дезинфицирующих салфеток непосредственно в медицинских организациях, лабораториях и на объектах коммунального назначения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Емкость диспенсера: 3,8 литра, выполнена из химически стойкого плотного полипропилена.
- Крышка: герметичная с клапаном центральной подачи (дозатором) для предотвращения испарения пропитывающего раствора.
- Сменный блок салфеток: 300 штук в рулоне с перфорацией, размер салфетки 145 × 220 мм (материал спанлейс/мельтблаун высокой впитываемости).
- Ручка для переноски: удобная полимерная ручка.
- Срок годности сухих салфеток: неограничен до момента пропитки.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ

1. Вскройте защитную упаковку сменного рулона салфеток.
2. Поместите рулон в емкость диспенсера.
3. Приготовьте рабочий дезинфицирующий раствор (или используйте готовый кожный антисептик/дезраствор производства ООО «РАСТЕР»: «Дезо-триз», «Делия-комби», «Эдель», «Дезаргент» и др.) в объеме 1,5–2,0 л согласно инструкции на применяемое средство.
4. Залейте дезинфицирующий раствор равномерно по центру рулона.
5. Вытяните центральную салфетку из середины рулона и пропустите через лепестковый клапан в крышке диспенсера.
6. Плотно закройте крышку до щелчка. Салфетки готовы к применению через 10–15 минут после равномерной пропитки.
7. Заполните маркировочную бирку на диспенсере с указанием наименования раствора, концентрации, даты пропитки и срока годности.

4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «РАСТЕР», Россия, г. Екатеринбург. Тел.: +7 (343) 380-49-80.