



Акционерное Общество «КРОНТ-М»

№ 19 от 13 апреля 2026г.

141402 Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом.1
ИНН 5047004056, КПП 504701001, ОГРН 1025006172168
тел. (495) 500-48-84 Email: info@kront.com

О запасных частях и комплектующих в изделиях
рециркуляторы «ДЕЗАР-КРОНТ»-801 (802)

Информационное письмо

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» производитель медицинского изделия разрабатывает техническую и эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются изготовление, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание и ремонт медицинского изделия.

Возможность применения с медицинским изделием тех или иных запасных частей и расходных материалов однозначно определена производителем в эксплуатационной и технической документации медицинского изделия.

В соответствии с пунктом 2.3. Руководства по эксплуатации производителя АО «КРОНТ-М» в медицинских изделиях «Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «ДЕЗАР-КРОНТ» по 9451-05211769436-2015», в вариантах исполнения «Настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-801», «Передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-801п», «Настенный «ДЕЗАР-КРОНТ»-802», «Передвижной «ДЕЗАР-КРОНТ»-802п» (далее по тексту «ДЕЗАР-КРОНТ») в качестве источников излучения **должны использоваться только** бактерицидные лампы мощностью 25 Вт типа **Cnlight ZW25D12W-Z216** с бактерицидным потоком 6,6 Вт и цоколем E27. Именно с данными лампами указанные медицинские изделия прошли все необходимые испытания, установленные в нормативных актах, с целью получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

Согласно пунктам 3.1., 3.2. Руководства по эксплуатации рециркуляторы «ДЕЗАР-КРОНТ» комплектуются только фильтрами воздушными сменными ФВС-«КРОНТ» и фильтрами воздушными угольными сменными ФУС-«КРОНТ», изготавливаемыми АО «КРОНТ-М» по ТУ 3646-043-11769436-2014, и также прошедшими все необходимые испытания при регистрации указанных медицинских изделий.

Использование запасных частей и расходных материалов, не указанных в эксплуатационной документации производителя АО «КРОНТ-М», т.е. не прошедших испытания в составе медицинского изделия, ЗАПРЕЩЕНО. Организация-изготовитель не гарантирует безопасность и эффективность работы изделия с несоответствующими запасными частями и расходными материалами.

В соответствии с пунктами 13 и 18 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские изделия, не соответствующие требованиям технической и эксплуатационной документации являются недоброкачественными медицинскими изделиями и подлежат изъятию и последующему уничтожению*.

**данная норма Закона относится ко всем медицинским изделиям всех производителей.*

На основании изложенного, использование в рециркуляторах «ДЕЗАР-КРОНТ» **ЗАПРЕЩЕНО** применение иных бактерицидных ламп кроме бактерицидных ламп мощностью 25 Вт типа Cnlight ZW25D12W-Z216 с бактерицидным потоком 6,6 Вт и цоколем E27. Применение иных бактерицидных является нарушением Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Заместитель генерального директора

Вахромеев В.Г.

Исп. Балясникова Т.Н.
Тел.+7 (495) 500-48-84;
Email: info@kront.com

