

Игла двусторонняя Lind-Vac








Линд-Вак
2 мм x 25 мм
(18G x 1")
2025-11

Игла двусторонняя Lind-Vac с защитой от укола иглой





Игла двусторонняя с визуальной камерой Lind-Vac




Lind-Vac

Multi-sample need



0123



LOT

201210

2020-12



STERILE EO



the needle with visual control

визуально

vac

2025-12

(236 x 1")

control 0,6 MM x 25 MM

камерой Lind-Vac
двусторонняя с

Игла-бабочка Lind-Vac



Lind-Vac

Игла-бабочка Lind-Vac

0,55 мм x 19 мм (24G x 3/4"), длина трубки 19 см
с силиконовым покрытием иглы

REF SN2407  STERILE EO  0123

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ УПАКОВКА ВСКРЫТА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА
ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДОСТОЙНОСТИ

Инструкция по применению:

1. Открыть упаковку, вынуть иглу, снять защитный колпачок с адаптера.
2. Вкрутить в держатель (если необходимо).
3. Подготовить пациента.
4. Снять защитный колпачок с иглы и провести венепункцию.
5. Подсоединить к вакуумной пробирке и собрать образец крови.

 Zhejiang Landly Medical Devices Co., Ltd., No.758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial Park, Longwan District, 325025 Wenzhou, Zhejiang Province, P.R. of China

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Postfach 80 20537 Hamburg Germany


РУ № 1919/9168 от 06 ноября 2019 года

Уполномоченный представитель: ООО «Диалабсервис»
Импортер: ООО «Кораз»

LOT 200505  2020-05  2025-05



Индивидуальная упаковка и маркировка иглы-бабочки с защитным механизмом от укола Lind-Vac



Lind-Vac

**Игла-бабочка с защитным
механизмом от укола Lind-Vac**
Safety blood collection set

0,9 мм x 19 мм (20G x 3/4"), длина трубки 19 см
с силиконовым покрытием иглы

REF SS2007 **STERILE EO** **CE 0123**

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ УПАКОВКА ВСКРЫТА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА
ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ

Инструкция по применению:

1. Открыть упаковку, вынуть иглу, снять защитный колпачок с адаптера.
2. Вкрутить в держатель (если необходимо).
3. Подготовить пациента.
4. Снять защитный колпачок с иглы и провести венепункцию.
5. Подсоединить к вакуумной пробирке и собрать образец крови.

**Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd., No.758, 5th Binhai
Road, Binhai Industrial Park, Longwan District, 325025
Wenzhou, Zhejiang Province, P.R. of China**

EC REP **Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Eiffestasse 80 20537 Hamburg Germany**

РУ № РЗН 2019/9168 от 06 ноября 2019 года

Уполномоченный представитель: ООО «Диалабсервис»

Импортер: ООО «Корвэй»

LOT 201120 **2020-11** **2025-11**

Игла-бабочка с держателем Lind-Vac



Индивидуальная упаковка и маркировка иглы-бабочки с держателем Lind-Vac

Lind-Vac

Игла-бабочка с держателем Lind-Vac
Blood collection set with screw needle with holder

0,55 мм x 19 мм (24G x 3/4"), длина трубки 19 см
с силиконовым покрытием иглы

REF BH2407  **STERILE EO**  0123

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ УПАКОВКА ВСКРЫТА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА

ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ

Инструкция по применению:

1. Открыть упаковку, вынуть иглу.
2. Подготовить пациента.
3. Снять защитный колпачок с иглы и провести венепункцию.
4. Подсоединить к вакуумной пробирке и собрать образец крови

 Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd., No.758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial Park, Longwan District, 325025 Wenzhou, Zhejiang Province, P.R. of China

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestasse 80 20537 Hamburg Germany

РУ № РЗН 2019/9168 от 06 ноября 2019 года

Уполномоченный представитель: ООО «Диалабсервис»
Импортер: ООО «Корвэй»

LOT 210605  2021-06  2026-06



Индивидуальная упаковка и маркировка иглы-бабочки с защитным механизмом от укола и держателем Lind-Vac

Lind-Vac

**Игла-бабочка с защитным механизмом
от укола и держателем Lind-Vac**
Safety blood collection set with holder

0,9 мм x 19 мм (20G x 3/4"). Длина трубки 30 см
с силиконовым покрытием иглы

REF BS2012



STERILE FO

CE 0123

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ УПАКОВКА ВСКРЫТА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА
для одноразового использования
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ

Инструкция по применению:

1. Открыть упаковку, вынуть иглу.
2. Подготовить пациента.
3. Снять защитный колпачок с иглы и провести венепункцию.
4. Подсоединить к вакуумной пробирке и собрать образец крови.



Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd., No.758, 5th Binhai
Road, Binhai Industrial Park, Longwan District, 325025
Wenzhou, Zhejiang Province, P.R. of China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Elffestasse 80 20537 Hamburg Germany

РУ № РЗН 2019/9168 от 06 ноября 2019 года
Уполномоченный представитель: ООО «Диалабсервис»
Импортёр: ООО «Корей»

LOT

201120



2020-11



2025-11

Многоразовый держатель (Reusable holder)



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdramadzor.gov.ru

Одноразовый держатель (Disposable holder)



Держатель с защитой от укола иглой (Safety holder)



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Прошито и скреплено печатью

21 лист (двадцать один)

Генеральный директор
ООО «Диалабсервис»

Линд В.В.

