

|        |                                                                                                                                                   |                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 100.04 | <b>Система транспортная ГЕМ со средой для вирусов</b><br><u>Количество в транспортной коробке: 450 шт.</u><br><u>Объем среды в пробирке 2 мл.</u> | РЗН 2020/12263<br>от 13.10.2020 |
| 100.05 | <b>Транспортная среда с муколитиком «ТСМ-Эколаб»</b><br><u>100 пробирок – 0,5 мл</u>                                                              | Для научной<br>деятельности     |

## ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Кат. №  | Наименование, краткая характеристика                                                                                                 | Информация, РУ                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 03.12   | <b>Кровь баранья консервированная для реакции связывания комплемента</b><br>5 флаконов по 10 мл                                      | РУ № ФСР<br>2011/12209 от<br>01.08.2018 |
| 03.16   | <b>Сыворотка диагностическая гемолитическая кроличья жидкая для РСК</b><br>10 ампул по 2 мл                                          | № ФСР 2007/00098<br>от 24.09.2018       |
| 56.01   | <b>Сыворотка крови овец для питательных сред, стерильная</b><br>Фасовка по 50 мл или 100 мл                                          |                                         |
| 56.02   | <b>Сыворотка лошадиная для питательных сред, стерильная</b><br>Фасовка по 50 мл или 100 мл                                           |                                         |
| 50.99   | <b>Реагент «Кровь баранья дефибринированная для питательных сред, стерильная»</b><br>Фасовка по 50 мл или 100 мл                     | № ФСР 2008/03081<br>от 02.07.2018       |
| 50.98   | <b>Реагент «Кровь баранья дефибринированная для питательных сред, стерильная» (с цитратом натрия)</b><br>Фасовка по 50 мл или 100 мл |                                         |
| 50.96   | <b>Реагент «Кровь лошадиная дефибринированная для питательных сред, стерильная»</b><br>Фасовка по 50 мл или 100 мл                   | Для научной<br>деятельности             |
| Кат. №  | Наименование, краткая характеристика                                                                                                 |                                         |
| 52.02.2 | <b>Фосфатный буфер</b> сухая смесь для приготовления 30 л фосфатного буферного раствора,<br>рН 6,8 – 7,2; 6 фл * 5,55 г (для 5 л)    |                                         |
|         | <b>Фосфатный буфер</b> концентрат на 20 л<br>рН 6,8 – 7,2; 1 фл * 40 мл (для 20 л)                                                   |                                         |
| 30.38   | <b>Кислота сульфосалициловая, 20% раствор, 100 мл</b>                                                                                |                                         |
| 51.04.1 | <b>Метиленовый синий по Леффлеру, 100 мл (на 2000 анализов)</b>                                                                      |                                         |
| 51.04.2 | <b>Метиленовый синий по Леффлеру, 250 мл (на 5000 анализов)</b>                                                                      |                                         |
| 30.37   | <b>Метиленовый синий, 2% раствор, 100 мл</b>                                                                                         |                                         |
| 30.37.1 | <b>Метиленовый синий, 1% раствор, 100 мл</b>                                                                                         |                                         |