

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: МУЛЬТИДЕЗ ТЕФЛЕКС ДЛЯ БЕЛЬЯ

Дезинфицирующее средство для стирки и дезинфекции текстиля (ЗАО «Софт Протектор»)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Дезинфекция и антимикробная обработка текстильных изделий, больничного, постельного и нательного белья, спецодежды, полотенец и салфеток в лечебно-профилактических, детских учреждениях, санаториях и в быту.

2. СОСТАВ

Водный концентрат на основе полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, неионогенных ПАВ и умягчителей воды. Обеспечивает пролонгированную антибактериальную защиту тканей до нескольких последующих стирок.

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Активен в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов (включая гепатиты, ВИЧ, аденовирусы) и грибов. Не разрушает волокна тканей, сохраняет яркость окраски, устраняет стойкие неприятные запахи биологического происхождения.

4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Замачивание: белье погружают в рабочий раствор из расчета 4 л на 1 кг сухого белья на 30-60 минут. Машинная стирка: добавляют 50-100 мл средства в отсек для кондиционера при температуре стирки 30-60°C.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания концентрата в глаза. Хранить в темном месте, недоступном для детей, при температуре от 0°C до +35°C.