

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дозаторы жидкого мыла, мыла-пены и кожных антисептиков Ksitex (сенсорные, локтевые, механические)

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Дозаторы Ksitex (серии SD, ASD, ADD, AFD, FD, DM, LSM) предназначены для порционной бесконтактной и механической выдачи жидкого мыла, пенного мыла, дезинфицирующих и антисептических средств в санитарно-гигиенических комнатах медицинских учреждений, лабораторий, предприятий пищевой промышленности, офисных и общественных помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик / нержавеющая сталь марки AISI 304 (матовая/глянцевая). Объем резервуара: 0,5 л / 1,0 л / 1,2 л. Питание сенсорных моделей: 4 элемента типа AA / сеть 220В. Дистанция срабатывания сенсора: 50-120 мм. Дозировка за цикл: 1,0-1,5 мл (жидкость) / 0,6-0,8 мл (пена).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И МОНТАЖ

В комплект входит: дозатор в сборе, ключ к замку корпуса, крепежный комплект (дюбели, саморезы), паспорт изделия. Монтаж осуществляется на вертикальную стену на высоте не менее 30-40 см над раковиной во избежание ложных срабатываний оптического датчика.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Заправлять резервуар средствами без твердых абразивных включений. Регулярно промывать насосный узел теплой водой при смене типа мыла/антисептика. Протирать корпус мягкой салфеткой без применения хлорсодержащих и абразивных чистящих средств.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил монтажа и условий эксплуатации.