

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: АБАКТЕРИЛ-ГЕЛЬ

Кожный антисептик гелевой формы с ухаживающими компонентами (ООО «Рудез»)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Гигиеническая обработка рук медицинского персонала, работников лабораторий, операционных сестер, обработка рук хирургов, обеззараживание перчаток, надетых на руки персонала, а также гигиеническая дезинфекция рук населением в быту.

2. СОСТАВ

Спирт изопропиловый 65,0%, ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид) 0,1%, функциональные загустители, витамин Е, D-пантенол, смягчающие компоненты для защиты кожи от сухости, вода подготовленная.

3. АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ

Обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3-5 часов. Активен против грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая туберкулез), вирусов (полиомиелит, ВИЧ, гепатиты А, В, С, грипп, коронавирусы) и грибов рода Кандида.

4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Гигиеническая обработка: нанести на сухие кисти рук не менее 3 мл геля и втирать до полного высыхания в течение 30 секунд. Обработка рук хирургов: нанести дважды порциями по 2,5 мл, суммарное время втирания — 2,5-3 минуты.

5. ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской герметичной упаковке вдали от открытого огня и солнечных лучей при температуре от -20°C до +35°C. Срок годности — 5 лет.